

Alber | viamobil® V25



De comfortabele duw- en remondersteuning voor handbewogen rolstoelen / *L'assistance de poussée et de freinage confortable pour fauteuils manuels*

De **viamobil 25** is opgewassen tegen opwaartse en neerwaartse hellingen van maximaal 18% zonder dat enige inspanning van de begeleider nodig is. De krachtige motor is sterk genoeg om rolstoelgebruikers met een gewicht tot 160kg moeiteloos voort te duwen. De **viamobil 25** kan op een breed assortiment rolstoelen worden gemonteerd en is niet alleen eenvoudig te bedienen, maar ook extra veilig dankzij de gepatenteerde noodstopschakelaar. / *Le viamobil 25 est équipé pour faire face aux pentes jusqu'à 18% de montée ou de descente. Le moteur puissant arrive à pousser des utilisateurs avec un poids jusqu'à 160 kg sans problèmes. Il peut être monté sur un très grand assortiment de fauteuils roulants, et est non seulement facile à utiliser mais aussi très sûr grâce au bouton d'arrêt d'urgence breveté.*





Comfortabel rijden / Conduire confortablement

Met één druk op de knop komt het aandrijf wiel omlaag en treedt het in werking. Het sturen is erg eenvoudig: het enkele aandrijf wiel staat parallel aan de rolstoelwiel en zodat de stoel goed te manoeuvreren is. / *En appuyant sur un seul bouton, la roue motrice descend et se met en marche. Conduire est très simple, car la roue motrice est parallèle aux roues du fauteuil, ce qui rend le fauteuil très manœuvrable.*

Eenvoudige bediening, maximale veiligheid / Utilisation simple, sécurité maximale

Het innovatieve EasyConnex magnetisch plugsysteem van de **viamobil** verbindt de aandrijffunit automatisch met de accu. De unieke en gepatenteerde noodstop schakelaar schakelt bij een noodsituatie de **viamobil 25** uit. / *Le système de connexion magnétique innovant EasyConnex connecte la roue motrice automatiquement avec la batterie. Le bouton d'arrêt d'urgence unique et breveté éteint le viamobil 25 en cas de danger.*

Draagbaar en breed toepasbaar / Portable et largement applicable

De **viamobil 25** kan eenvoudig worden gedemonteerd in kleine, handige onderdelen die eenvoudig te vervoeren zijn. De **viamobil 25** kan onder bijna iedere handbewogen rolstoel worden gemonteerd. Dankzij haar compacte formaat gaat zij prima samen met de instellingsmogelijkheden van kantelrolstoelen. Er hoeven slechts kleine bevestigingsbeugels op de rolstoel te worden gemaakt om de **viamobil** te kunnen herbergen. /

Le viamobil 25 peut facilement être démonté en de petits composants pratiques pour le transport. Le viamobil 25 se monte sous presque chaque fauteuil roulant. Grâce à son format compact, elle est parfaitement compatible avec des fauteuils à bascule. Il suffit de petits supports de montage pour pouvoir y attacher le viamobil 25.

Opties / Options



viamobil klaar voor transport / Transport

De compacte en lichtgewicht componenten zijn eenvoudig te vervoeren. / *Les composants ultra-légers et compacts sont très faciles à transporter.*



Bedieningspaneel / Boîte de commande

Met gepatenteerde veiligheidsknop, snelheidsschakelaar, aan/uit knop, LCD scherm, vooruit/achteruit knop. / *Avec un bouton de sécurité breveté, accélérateur, bouton de marche/d'arrêt, écran LCD et bouton avant/arrière.*



Hoogwaardige Lithium-Ion accu / Batterie lithium-ion de haute qualité

Eenvoudig te verwijderen door het snelle in/uit systeem, ondersteund door magnetische kracht. / *Facile à enlever, soutenue par une force magnétique.*

Opties / Options**viamobil aandrijfunit / Unité motrice viamobil**

Met massieve band, automatische vering voor constante tractie en een elektrische wiellift. / *A pneu plein, suspension automatique pour une traction constante et un système de levage de roue électrique.*



Eenvoudig te bevestigen / Facile à attacher

**Acculader / Chargeur**

Laadt automatisch. / *Se charge automatiquement.*

**Bevestigingsbeugels / Braquets de fixation**

Beschikbaar voor een breed assortiment rolstoelen. / *Disponibles pour une large gamme de fauteuils roulants.*

**Anti-tippers / Dispositifs anti-bascule**

Normaliter aanbevolen, maar voor hellingen van meer dan 8% verplicht. / *Normalement recommandés, obligatoires pour faire face aux pentes de plus de 8 %.*

**Extra duwhandvatten / Poignées de poussée supplémentaires**

Voor goede hanteerbaarheid tijdens monteren en demonteren. / *Pour une bonne maniabilité lors du (dé)montage.*

Technische gegevens / Caractéristiques techniques**viamobil 25**

max. 5,5 km/u



20 km



36V / 6,6 Ah



150 W



2,3 kg

18% (11% met
gebruiker van / avec un
utilisateur de 160 kg)13,5 kg
(drive unit /
unité de conduite:
10,3 kg)**viamobil 25**

160 kg

Invacare N.V.
Autobaan 22 . 8210 Loppem
Belgium
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11
Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2013 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk. Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques de ce produit.

viamobil - BE - 04/2013

**Yes, you can.®**