

# Rollators

Active

*Active*<sup>®</sup>  
by ACCESS



## TECHNISCHE GEGEVENS

**ACCESS.**  
VITAL

Lengte gebruiker	160 - 190 cm
Max gewicht gebruiker	125 kg
Ingeklapt formaat	60 x 50 x 89
Gewicht	8,9 kg

Materiaal: Aluminium en vezelversterkte kunststof

Reinigen: Schoonmaakmiddel of hogedrukreiniger

3 jaar fabrieksgarantie.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Hauteur de l'utilisateur	160 - 190 cm
Poids max. de l'utilisateur	125 kg
Dimension appareil replié	60 x 50 x 89
Poids	8,9 kg

Matériaux: Aluminium et fibre renforcée plastique

Nettoyage: lavage au détergent ou à haute pression

Une garantie de l'usine de 3 ans.



The Access Active is CE marked, tested and approved according to ISO standards.  
Access Active est marqué CE en tant que dispositif médical d'après les standards ISO.

International Pending Patents: NO 20034379; US 10/895,903; CN200410060031.2; PCT/NO04/00275; NO 20040015; EP 000196134-0001; US 29/207,707; CN2004300464408

Verwijderbaar boodschappenmandje bevindt zich onder de zitting. De inhoud is zo beschermd tegen diefstal en weer.

De hoogte van de handgrepen is eenvoudig verstelbaar.

Vier mogelijke hoogteposities van de zetel. Aanpasbaar in enkele seconden. Geen gereedschap nodig.

Eenvoudig opvouwbaar. Active blijft staan indien opgevouwen.

Panier de courses détachable se trouve commodément sous le siège. Le contenu est protégé du vol et des intempéries.

L'hauteur des poignées est très facile à régler. Aucun outil nécessaire.

Quatre positions dus siège. Adaptable en quelques secondes sans outils.

Active se plie facilement en tirant sur un levier. Reste debout en position pliée.



Gepatenteerd onderhoudsvrij Remsysteem met interne remkabels.

Het is zeer eenvoudig om de Active over drempels heen te zetten.

Gepatenteerd indoor/outdoor skioplossing.

Un système de freins internes, pour un maximum de sécurité. Ce système est breveté et sans entretien..

Un support de pied pour traverser des obstacles.

Une solution intérieure/extérieure.